

Fig. 5 continued

5 / 2 / 8

Sample	MY76-1		File name	yamamoto/MY76-1	[2]:Kα2 Subtract	Orig [1]:Smooth
X-ray generator	18KV		Smoother			
Target	: 1.54056 A (Cu)		Data points : 7			
Monochromator	: use		Threshold : 1.00			
KV	: 40.0		Background subtraction			
mA	: 50.0		Data points : 0			
Sampling Width	: 0.0200 deg		Repeating times: 0			
Scanning Speed	: 4.0000 deg/min		Operator			
			Measuring Date : 102 4 19 14:10:5			
			Operating Date : 102 4 19 14:49:52			
			Comment :			